

NORIKS ortopéd hátöv

Célzott kompresszió a derék számára és stabilitás a mindennapi mozgásokhoz.

Méretek **S/M: csípőbősség 75 – 110 cm · L/XL: 110 – 140 cm**

Viselés **Körülbelül napi 2 – 3 óra**

Ruha alatt **A legtöbb ruhadarab alatt viselhető szabás**

Beállítás **Tépőzáras pántok a pontos meghúzáshoz**

Mosás **Kézzel, hideg vízben, levegőn szárítva**

UBLAŽITE IŠIJAS I
BOLOVE U LEDIMA
ili vam vraćamo novac



A CSOMAGBAN

- 1 ortopéd öv

GYORS KEZDÉS

1. Mérd meg a csípőbősséget a legszélesebb ponton, és válaszd ki a méretet.
2. Az övet úgy helyezd fel, hogy az alsó széle a keresztcsontot fedje, ne a derekat.
3. Egyenesen állva húzd meg, amíg stabil megtámasztást nem érzel, a légzés akadályozása nélkül.

1. Méretválasztás

Méret	Csípőbősség
S/M	75 – 110 cm
L/XL	110 – 140 cm

A csípőbősséget a legszélesebb ponton, fehérnemű felett mérd. Ha határon vagy, a kisebb méretet válaszd — az öv a tépőzárral kifelé állítható.

2. Felhelyezés

1. Állj egyenesen, és lazítsd el a vállaidat.
2. Helyezd az övet a derék köré úgy, hogy az alsó széle a keresztcsontot fedje, a középső rész pedig a gerincre feküdjön.
3. Zárd be a fő fedőlapot, majd egyenletesen húzd meg az oldalsó pántokat.
4. Ellenőrizd a légzést: az övnek stabil megtámasztást kell adnia, de nem nehezítheti a légzést.
5. Leüléskor lazíts kissé a pántokon, felálláskor húzd meg őket újra.



Az öv fedi a keresztcsontot és stabilizálja a derekat.



A feszség az oldalsó pántokkal állítható.

3. Meddig viseld

- Általában napi 2 – 3 óra, a legnagyobb terhelés idején.
- Viseld hosszabb álláskor, ülésnél, vezetés közben és teheremelésnél.
- Ne viseld egész nap szünet nélkül, és ne aludj benne.
- Az öv segít a hátat helyesebb tartásban tartani, de nem helyettesíti a törzsizmokat — mellette tartsd meg a szokásos mozgásmennyiséget.

4. Hibaelhárítás

Mi történik	Ok	Megoldás
Az öv járás közben feljebb csúszik a derékra	Túl magasra helyezve vagy túl nagy méret	Told lejjebb úgy, hogy az alsó szélé a keresztcsontot fedje; ellenőrizd a csípőbőrséget
Nehezített légzés	Túl szorosra húzva	Lazíts az oldalsó pántokon egy fokozattal
A tépőzár nem tart	Szálak és por a pántban	Tisztítsd meg a tépőzárát száraz kefével; zárt pántokkal mosd
Kellemetlen érzés ülés közben	Ugyanaz a feszség, mint állás közben	Ülve lazíts kissé, felálláskor húzd meg

5. Mosás és ápolás

- Mosd kézzel hideg vízben, kímélő mosószerrel, zárt tépőzárral.
- Fehérítő és öblítő nélkül. Levegőn, fektetve szárítsd.
- Ne vasald és ne szárítsd radiátoron.

Friss hátsérülés, erős vagy a lábba sugárzó fájdalom, terhesség esetén és gerincműtét után az orvossal együtt dönts el a viselést.

6. Garancia, csere és visszaküldés

- 30 nap pénzvisszafizetés — a terméket abban az állapotban küldd vissza, ahogyan megkaptad.
- Ingyenes méretcsere 90 napon belül. Elég egy e-mail, papírmunka nélkül.
- Cseréhez vagy visszaküldéshez írd az info@noriks.com címre, és add meg a rendelésszámot.

NORIKS · Az útmutató a dokumentum címében megnevezett termékre vonatkozik. Kérdések és méretcsere: info@noriks.com · noriks.com/hu