

NORIKS ortopéd hátöv

Célzott kompresszió a derék számára és stabilitás a mindennapi mozgásokhoz.

Méretek **S/M: csípőbősség 75 – 110 cm · L/XL: 110 – 140 cm**

Viselés **Körülbelül napi 2 – 3 óra**

Ruha alatt **A legtöbb ruhadarab alatt viselhető szabás**

Beállítás **Tépőzáras pántok a pontos meghúzáshoz**

Mosás **Kézzel, hideg vízben, levegőn szárítva**



A CSOMAGBAN

- 1 ortopéd öv

GYORS KEZDÉS

- Mérd meg a csípőbősséget a legszélesebb ponton, és válaszd ki a méretet.
- Az övet úgy helyezd fel, hogy az alsó szélé a keresztcsontot fedje, ne a derekat.
- Egyenesen állva húzd meg, amíg stabil megtámasztást nem érzel, a légzés akadályozása nélkül.

1. Méretválasztás

Méret	Csípőbősség
S/M	75 – 110 cm
L/XL	110 – 140 cm

A csípőbősséget a legszélesebb ponton, fehérnemű felett mérd. Ha határon vagy, a kisebb méretet válaszd — az öv a tépőzárral kifelé állítható.

2. Felhelyezés

- Állj egyenesen, és lazítsd el a vállaidat.
- Helyezd az övet a derék köré úgy, hogy az alsó szélé a keresztcsontot fedje, a középső rész pedig a gerincre feküdjön.
- Zárd be a fő fedőlapot, majd egyenletesen húzd meg az oldalsó pántokat.
- Ellenőrizd a légzést: az övnek stabil megtámasztást kell adnia, de nem nehezítheti a légzést.
- Leüléskor lazíts kissé a pántokon, felálláskor húzd meg őket újra.



Az öv fedi a keresztcsontot és stabilizálja a derekat.



A feszség az oldalsó pántokkal állítható.

3. Meddig viseld

- Általában napi 2 – 3 óra, a legnagyobb terhelés idején.
- Viseld hosszabb álláskor, ülésnél, vezetés közben és teheremelésnél.
- Ne viseld egész nap szünet nélkül, és ne aludj benne.
- Az öv segít a hátat helyesebb tartásban tartani, de nem helyettesíti a törzsizmokat — mellette tartsd meg a szokásos mozgásmennyiséget.

4. Hibaelhárítás

Mi történik	Ok	Megoldás
Az öv járás közben feljebb csúszik a derékra	Túl magasra helyezve vagy túl nagy méret	Told lejjebb úgy, hogy az alsó szélé a keresztcsontot fedje; ellenőrizd a csípőbőrséget
Nehezített légzés	Túl szorosra húzva	Lazíts az oldalsó pántokon egy fokozattal
A tépőzár nem tart	Szálak és por a pántban	Tisztítsd meg a tépőzárát száraz kefével; zárt pántokkal mosd
Kellemetlen érzés ülés közben	Ugyanaz a feszség, mint állás közben	Ülve lazíts kissé, felálláskor húzd meg

5. Mosás és ápolás

- Mosd kézzel hideg vízben, kímélő mosószerrel, zárt tépőzárral.
- Fehérítő és öblítő nélkül. Levegőn, fektetve szárítsd.
- Ne vasald és ne szárítsd radiátoron.

Friss hátsérülés, erős vagy a lábba sugárzó fájdalom, terhesség esetén és gerincműtét után az orvossal együtt dönts el a viselést.

6. Garancia, csere és visszaküldés

- Visszaküldést vagy cserét a kézhezvételtől számított 30 napon belül kérhet.
- A terméknek használatlannak, mosatlannak és eredeti csomagolásában kell lennie, a számlával együtt.
- A visszaküldés költségét a vásárló viseli — kivéve, ha a termék sérülten érkezett, vagy rossz tételt küldtünk.
- A pénzt PayPalra vagy IBAN-ra utaljuk vissza, a csomag beérkezésétől számított 3–5 munkanapon belül.
- Visszaküldés vagy csere ügyében írjon az info@noriks.com címre, és adja meg a rendelésszámot.

Ha a termék sérülten vagy gyártási hibával érkezik, jelezze azonnal — az ilyen esetet költség nélkül rendezzük.

Az ortopéd öv mindennapi támasz, nem gyógykezelés. Nem állít fel diagnózist és nem helyettesíti az orvos tanácsát.
Ha a panaszok tartósak, erősödnek vagy sérülés után jelentkeznek, forduljon orvoshoz.